



CLOSURE  
TECHNOLOGIES


# CSC i ECSC

## – STAPLER OKRĘŻNY ZAKRZYWIONY



STAPLER JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO STOSOWANIA WEWNĘTRZNEGO

# STAPLER OKRĘŻNY ZAKRZYWIONY

Stapler jednorazowego użytku do stosowania wewnętrznego




**RBS™ Easy-cut™**  
System obrotowego  
ostrza zapewniający  
precyzyjne cięcie  
oraz minimalizujący  
traumatyzację tkanek.




Cienki trokar  
pozwalający na  
bardziej efektywne  
przekucie tkanek.

Precyzyjne i trwałe  
działanie z opcją  
podwójnej prędkości.



Ergonomiczny,  
antypoślizgowy  
uchwyt.



# INFORMACJE DLA ZAMAWIAJĄCEGO

## STAPLER OKRĘŻNY ZAKRZYWIONY

Nr kat.	Rysunek	Opis	Kolor	Ilość zszywek	Zewnętrzna średnica kowadełka	Średnica ostrza
CSC21		Konwencjonalny	Pomarańczowy	16	21 mm	13,0 mm
CSC21-A		Air-Sealed (uszczelniony)	Pomarańczowy	16	21 mm	13,0 mm
CSC25		Konwencjonalny	Biały	20	25 mm	17,0 mm
CSC25-A		Air-Sealed (uszczelniony)	Biały	20	25 mm	17,0 mm
CSC29		Konwencjonalny	Niebieski	24	29 mm	20,5 mm
CSC29-A		Air-Sealed (uszczelniony)	Niebieski	24	29 mm	20,5 mm
CSC33		Konwencjonalny	Zielony	28	33 mm	24,8 mm
CSC33-A		Air-Sealed (uszczelniony)	Zielony	28	33 mm	24,8 mm

## ENDOSKOPOWY STAPLER OKRĘŻNY ZAKRZYWIONY (USZCZELNIONY)

Nr kat.	Kolor	Ilość zszywek	Zewnętrzna średnica kowadełka	Średnica ostrza
ECSC21	Pomarańczowy	16	21 mm	13,0 mm
ECSC25	Szary	20	25 mm	17,0 mm
ECSC29	Niebieski	24	29 mm	20,5 mm
ECSC33	Zielony	28	33 mm	24,8 mm

Wytwórca:



Touchstone International Medical Science Co., Ltd. | 21 A Science Plaza  
International Science Park | No. 1355 Jinjihu Avenue | Suzhou | China

AESULAP CHIFA Sp. z o.o. | ul. Tysiąclecia 14 | 64-300 Nowy Tomyśl,  
tel. (61) 44 20 100 | fax (61) 44 23 936 | [www.chifa.com.pl](http://www.chifa.com.pl)

AESULAP CHIFA - firma grupy B. Braun

Podlega zmianom technicznym. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedmiotowa ulotka może być stosowana wyłącznie w celu przekazania informacji o produktach. Powielanie w całości lub częściowo jest zabronione.